

Codman Electrosurgical Generator System



Speed & Precision for Neurosurgeon

Codmanが長年にわたり培った知識と経験、そして更なる進化を遂げた新モデル

Speed & Precision



4MHzテクノロジー

エネルギーを効率的かつ集中的に届け素早く凝固



1W毎の出力設定

脳外科手術に求められる低出力領域にフォーカスした設定により正確かつピンポイントに凝固

Designed for Neurosurgeon



脳神経外科手術で最大化する出力特性

脳神経外科の繊細な組織に対して効率的に出力される設計 ウェットフィールドにおいてもスムーズな凝固



モノポーラ

Bovieタイプ型端子の接続が可能 1台で脳神経外科手術を完結

Codman Electrosurgical Generator System

製品番号	製品名
901001ESUO	Codmanジェネレーター（フットスイッチ別売）
901001CRT	Codmanジェネレーター専用カート
901001FPED	フットスイッチ



Codman® ジェネレーター
(901001ESUO)



フットスイッチ
(901001FPED)



Codmanジェネレーター専用カート
(901001CRT)