

## Données Postopératoires

### DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

### DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

### DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

Valve programmable Codman® CERTAS™ Plus

Kit d'outils Codman CERTAS®

#### Indications

La valve programmable CODMAN CERTAS Plus est un dispositif implantable, qui assure une pression intraventriculaire constante et le drainage du liquide céphalorachidien pour le traitement des hydrocéphalies. Le kit d'outils CODMAN CERTAS permet de lire ou de modifier le réglage de la valve de manière non invasive.

#### Contre-indications

Ces dispositifs sont contre-indiqués chez les patients traités par anticoagulants ou présentant une diathèse hémorragique connue. Éviter l'implantation d'un système de dérivation en présence d'infection dans l'organisme. Retarder la procédure de dérivation en cas d'infections telles que méningite, inflammation d'un ventricule cérébral, péritonite, bactériémie et septicémie. Les cathéters BACTISEAL sont contre-indiqués chez les patients présentant une hypersensibilité à la rifampine ou au chlorhydrate de clindamycine.

Kit d'outils électroniques CERTAS™ Plus

#### Indications

Le kit d'outils électroniques CERTAS Plus permet de lire ou d'ajuster, de manière non invasive, le réglage des valves programmables CERTAS ou CERTAS Plus.

#### Contre-indications

Ne pas utiliser pour d'autres indications que celles prévues

Pour plus d'informations ou pour commander des produits, veuillez contacter :

Ventes et marketing EMEA  
Integra LifeSciences Services (France) SAS  
Immeuble Séquoia 2 97 allée A. Borodine  
Parc technologique de la Porte des Alpes  
69800 Saint Priest - FRANCE  
Téléphone : +33 (0)4 37 47 59 00  
Fax : +33 (0)4 37 47 59 99



Integra LifeSciences Suisse Sarl  
Rue Girardet 29 (2nd Floor)  
Le Locle • Neuchâtel CH-2400 •  
Suisse

Codman et Codman Certas sont des marques enregistrées d'Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays.

©2020 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés.

Date de la dernière révision : 05/2020. 1049114-3-FR



## + INFORMATIONS MÉDICALES

### Carte Patient

#### Codman® CERTAS™ Plus

Valve Programmable

En cas d'urgence médicale  
ou de traitement,  
pensez à présenter cette  
carte patient.

## Important

## Autocollants

Le détenteur de cette carte porte un système de dérivation implanté afin de drainer le liquide céphalo-rachidien en traitement d'une hydrocéphalie.

En cas d'état léthargique, somnolence, confusion, malaise, vertiges, convulsions, raideur du cou, fièvre d'origine inconnue, sutures endommagées, hématome ou lésions cutanées à proximité du site opéré, ou si certaines parties de la dérivation sont exposées à l'air libre, **contactez immédiatement votre médecin ou hôpital.**

## Données Patient

## DONNÉES PATIENT

Prénom

Nom

Date de naissance

Ville

Adresse

Pays

Téléphone

## PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Prénom

Nom

Téléphone

## Informations relatives à l'Implantation

## IMPLANT

Date d'implantation

Établissement

Téléphone de l'établissement

Nom du médecin

Téléphone du médecin

Condition médicale

## EMPLACEMENT DE LA VALVE

 Frontal Occipital

## Informations Produit

## VALVE PROGRAMMABLE

Codman® CERTAS™ Plus est une valve programmable avec 8 réglages de pression.

Référence produit


Numéro de lot

 Standard Mini Angle Droit

## AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement le Programmeur Codman CERTAS® ou le Programmeur électronique Codman® CERTAS™ Plus pour changer ou lire le réglage de la valve programmable Codman® CERTAS™ Plus.
- Les essais montrent qu'une IRM à une puissance de 3 teslas ne modifie pas le réglage de la valve. Il est malgré tout recommandé de vérifier le réglage de la valve après toute imagerie par résonance magnétique (IRM).
- Le réglage de la valve s'ajuste en appliquant et en déplaçant des aimants puissants. Dans un contexte normal, une modification intempestive de ce réglage est peu probable. Néanmoins, pour éviter tout risque de modification accidentelle du réglage, il est déconseillé de placer des champs magnétiques à proximité de la valve.
- Si vous ressentez les symptômes suivants ou d'autres symptômes, contactez immédiatement votre médecin : maux de tête, vomissements, somnolence, faiblesse, irritabilité ou altération de votre état psychologique.

## Informations Produit



○ Marqueur radio-opaque droit

□ Indicateur de réglage

## Données Postopératoires

## DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

## DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

## DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin