

Dati post-operatori

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico

Valvola programmabile CODMAN CERTAS® Plus Tool Kit CODMAN CERTAS®

Indicazioni

La valvola programmabile CODMAN CERTAS Plus è un dispositivo impiantabile, che fornisce una pressione intraventricolare e un drenaggio del liquido cerebrospinale costanti per la gestione dell'idrocefalo.

Il Tool Kit CODMAN CERTAS consente la lettura o la regolazione non invasiva dell'impostazione della valvola.

Controindicazioni

L'uso di questi dispositivi è controindicato in pazienti trattati con anticoagulanti o affetti da diatesi emorragica.

Evitare l'impianto di derivazione in presenza di infezioni interne. Posticipare l'impianto di derivazione quando sono presenti infezioni quali meningite, ventricolite, peritonite, batteriemia o setticemia. I cateteri BACTISEAL sono controindicati in pazienti affetti da ipersensibilità alla rifampicina o al cloridrato di clindamicina.

Tool Kit Elettronico CERTAS™ Plus

Indicazioni

Il Tool Kit Elettronico CERTAS Plus consente la lettura o la regolazione non invasiva dell'impostazione valvola delle valvole programmabili CERTAS e CERTAS Plus.

Controindicazioni

Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato ad un uso diverso da quello indicato

Per maggiori informazioni o per inviare un ordine, si prega di contattare:

Vendite e marketing zona EMEA

Integra LifeSciences Services (Francia) SAS
Immeuble Séquoia 2 97 allée A. Borodine
Parc technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest - FRANCIA
Tel.: +33 (0)4 37 47 59 00
Fax: +33 (0)4 37 47 59 99



Integra LifeSciences Svizzera SARL
Rue Girardet 29 (2nd Floor)
Le Locle • Neuchâtel CH-2400 •
Svizzera

Codman e Codman Certas sono marchi registrati di Integra LifeSciences Corporation o sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

©2020 Integra LifeSciences Corporation. Tutti i diritti riservati. Ultima data di revisione: 05/2020.
1049114-3-IT



+ INFORMAZIONI MEDICHE

Tesserino paziente

Codman®
CERTAS™ Plus
Valvola programmabile

In caso di emergenza o
trattamento medico,
si prega di esibire questo
tesserino paziente.

Importante

Adesivi

Al proprietario di questo tesserino è stato impiantato un sistema di shunt per il trattamento dell'idrocefalo, per il drenaggio del liquido cerebrospinale.

In caso di apatia, sonnolenza, confusione, svenimento, vertigini, crisi epilettica, rigidità del collo, febbre di origine sconosciuta, danno alle suture chirurgiche, ecchimosi o lesioni cutanee vicino al sito chirurgico o esposizione di componenti dello shunt, **contattare immediatamente il medico o l'ospedale.**

Dati del paziente

DATI DEL PAZIENTE

Nome

Cognome

Data di nascita

Città

Via

Paese

Telefono

CONTATTO PER LE EMERGENZE

Nome

Cognome

Telefono

Informazioni sull'impianto

IMPIANTO

Data dell'impianto

Ospedale dell'impianto

Telefono dell'ospedale

Cognome del medico

Telefono del medico

Patologia

POSIZIONAMENTO DELLA VALVOLA

Frontale

Occipitale

Informazioni sul prodotto

VALVOLA PROGRAMMABILE

Codman® CERTAS™ Plus è una valvola programmabile con 8 impostazioni di pressione.

Codice prodotto


Numero di lotto

Design Standard Design piccolo Design ad angolo retto

ATTENZIONE

- Per regolare e indicare l'impostazione della valvola programmabile Codman Certas® Plus utilizzare unicamente il kit di strumenti Codman Certas® o il kit di strumenti elettronico Codman® CERTAS™ Plus.
- I test evidenziano che il meccanismo della valvola è resistente a variazioni impreviste nell'impostazione per imaging a risonanza magnetica (MRI) 3 Tesla. Il clinico in ogni caso deve confermare l'impostazione della valvola dopo intervento con imaging a risonanza magnetica (MRI).
- L'impostazione della valvola viene regolata mediante l'applicazione e la manipolazione di potenti magneti. In condizioni normali, è improbabile che si verifichi una variazione nell'impostazione della valvola. Tuttavia, si consiglia di non posizionare dei campi magnetici vicino alla valvola per evitare variazioni involontarie dell'impostazione.
- Se si manifestano questi o altri sintomi, contattare immediatamente il medico: mal di testa, vomito, sonnolenza, debolezza, irritabilità o alterazioni dello stato mentale.

Informazioni sul prodotto



○ Marker visibile ai raggi X sul lato destro

□ Indicatore di impostazione

Dati post-operatori

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico

DATI POST-OPERATORI

Data

Impostazione della pressione

Annotazioni del medico