

Carte Patient

Codman[®] Hakim[®]

Valve Programmable

En cas d'urgence médicale
ou de traitement,
pensez à présenter cette
carte patient !

Données Postopératoires

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

Important

Le détenteur de cette carte porte un système de dérivation implanté afin de drainer le liquide céphalo-rachidien en traitement d'une hydrocéphalie.

En cas d'état léthargique, somnolence, confusion, malaise, vertiges, convulsions, raideur du cou, fièvre d'origine inconnue, sutures endommagées, hématome ou lésions cutanées à proximité du site opéré, ou si certaines parties de la dérivation sont exposées à l'air libre, **contactez immédiatement votre médecin ou hôpital.**

Données Patient

DONNÉES PATIENT

Prénom

Nom

Date de naissance

Ville

Adresse

Pays

Téléphone

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Prénom

Nom

Téléphone

Informations relatives à l'Implantation

IMPLANT

Date d'implantation

Établissement

Téléphone de l'établissement

Nom du médecin

Téléphone du médecin

Condition médicale

EMPLACEMENT DE LA VALVE

Frontal

Occipital

Informations Produit

VALVE PROGRAMMABLE

La valve programmable Codman® Hakim® propose 18 réglages de pression.

Référence produit



Numéro de série

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cylindrique | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> Micro |
| <input type="checkbox"/> Micro trou de trépan | <input type="checkbox"/> Standard trou de trépan | |

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement le Programmeur Codman® Hakim® ou le système VPV® pour changer ou lire le réglage de la valve programmable Codman® Hakim®.
- L'utilisation des système IRM (jusqu'à 3 tesla) n'endommagera pas le mécanisme de la valve, mais pourrait modifier la pression d'ouverture de la valve. Le médecin doit vérifier le réglage de pression de la valve suite à un IRM et la reprogrammer si nécessaire.
- Le réglage de la valve s'ajuste en appliquant et en déplaçant des aimants puissants. Dans un contexte normal, une modification intempestive de ce réglage est peu probable. Néanmoins, pour éviter tout risque de modification accidentelle du réglage, il est déconseillé de placer des champs magnétiques à proximité de la valve.
- Si vous ressentez les symptômes suivants ou d'autres symptômes, contactez immédiatement votre médecin : maux de tête, vomissements, somnolence, faiblesse, irritabilité ou altération de votre état psychologique.

Informations Produit



- 1** Tourner la radiographie de manière à ce que le 1 soit positionné à 1h
- 2** Lire la position du marqueur suivant le schéma (l'exemple montre un réglage à 110)

Données Postopératoires

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

DONNÉES POSTOPÉRATOIRES

Date

Réglage de pression

Remarques médecin

Indications

Les valves programmables Codman® Hakim® sont des dispositifs implantables destinés à assurer une pression intraventriculaire constante et le drainage du LCR pour le traitement de l'hydrocéphalie.

Contre-indications

Les systèmes de valves programmables monobloc Codman® Hakim® ne sont pas recommandés en vue d'un positionnement auriculaire. Utiliser les versions non-monobloc pour cette intervention. Ces dispositifs sont contre-indiqués chez les patients traités par anticoagulants ou présentant une diathèse hémorragique connue. Eviter l'implantation d'un système de dérivation en présence d'infection dans l'organisme. Retarder la procédure de dérivation en cas d'infections telles que méningite, inflammation d'un ventricule cérébral, péritonite, bactériémie et septicémie.

Pour plus d'informations ou pour commander des produits, veuillez contacter :

Ventes et marketing EMEA

Integra LifeSciences Services (France) SAS
Immeuble Séquoia 2 97 allée A. Borodine
Parc technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest - FRANCE

Téléphone : +33 (0)4 37 47 59 00

Fax : +33 (0)4 37 47 59 99



Integra LifeSciences Switzerland Sarl
Rue Girardet 29 (2nd Floor)
Le Locle ■ Neuchâtel CH-2400
Suisse

Codman, Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées d'Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Hakim est une marque enregistrée d'Hakim USA, LLC ; elle est utilisée sous licence.

©2021 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés. Date de la dernière révision : 09/2022. 1077914-2-FR